




GASTROENTEROLOJİ
TEK KULLANIMLIK ENDOSKOPİK EKİPMANLAR

www.promostmedikal.com

İçindekiler




ENDOSKOPIK HEMOKLİP.....01




SKLEROTERAPİ (ENJEKSİYON) İĞNESİ..... 03




POLİPEKTOMİ SNARE.....05



BALON DİLATÖRLER.....07



TAŞ ÇIKARMA BASKETLERİ.....09



TAŞ ÇIKARMA BALONLARI.....11

HİDROFİLİK KILAVUZ TELLER).....13

SİTOLOJİ FIRÇASI.....15

BUJİ DİLATÖR SETİ.....16

BİYOPSİ FORSEPSLERİ.....17

BİYOPSİ FORSEPSLERİ TİMSAH AĞIZLI.....19


FİLELİ SNARE.....21

KAVRAMA FORSEPSLERİ.....23

ENDOSKOPIK HEMOKLİP



Endoskopik vakalarda kanama kontrolü sağlamak ve yara kapama için kullanılır.




Kendi çevresinde dönebilme özelliğine sahiptir.


ENDOSKOPIK HEMOKLİP



Tekrar pozisyon alabilir özelliğe sahiptir.



Klip açık iken parça tutmaya hazır haldedir.




Tutma ve Serbest Bırakma

Teknik Özellikler

Model	Clip opening size (mm)	Working Length (mm)	Endoscope Channel (mm)	Characteristics Karakter özel	
PRM-CD-09-160-O	09	1600	≥ 2.8	Gastroscopy	Uncoaed Kapsız
PRM-CD-11-160-O 	11	1600	≥ 2.8		
PRM-CD-13-160-O	13	1600	≥ 2.8		
PRM-CD-09-230-O	09	2300	≥ 2.8	Colonoscopy	
PRM-CD-11-230-O 	11	2300	≥ 2.8		
PRM-CD-13-230-O	13	2300	≥ 2.8		
PRM-CD-09-160-P	09	1600	≥ 2.8	Gastroscopy	Coating Kaplı
PRM-CD-11-160-P	11	1600	≥ 2.8		
PRM-CD-13-160-P	13	1600	≥ 2.8		
PRM-CD-09-230-P	09	2300	≥ 2.8	Colonoscopy	
PRM-CD-11-230-P	11	2300	≥ 2.8		
PRM-CD-13-230-P	13	2300	≥ 2.8		

● En Çok Tercih Edilen Ölçüler

SKLEROTERAPİ ENJEKSİYON İĞNESİ




Özofagus ve mide varislerinin endoskopik olarak yapılan enjeksiyon tedavisi.
GI yolunda submukozanın endoskopik enjeksiyonu.




Klasik tutuş tasarımı ile iğne hareketini kontrol etmede kolaylık sağlar..iğnenin Çalışma kanalına zarar vermemesi için tasarlanmış koruma kalkanı mevcuttur.


SKLEROTERAPİ ENJEKSİYON İĞNESİ



Enjeksiyondan önce



Enjekte Hali




Enjeksiyondan sonra

Teknik özellikler


Model	O.D. (mm)	Working Length (mm)	Needle Diameter (G) (mm)	Needle Length (mm)	Endoscope Channel (mm)	Remark
PRM-IN-18-120-2304-A		1200	23(0.6)	4	≥ 2.0	Gastroscopy
PRM-IN-18-120-2504-A		1200	25(0.5)	4	≥ 2.0	
PRM-IN-18-160-2304-A		1600	23(0.6)	4	≥ 2.0	Micro endoscopy
PRM-IN-18-160-2504-A		1600	25(0.5)	4	≥ 2.0	
PRM-IN-23-160-2104-A		1600	21(0.8)	4	≥ 2.8	
PRM-IN-23-160-2304-A		1600	23(0.6)	4	≥ 2.8	
PRM-IN-23-160-2504-A		1600	25(0.5)	4	≥ 2.8	
PRM-IN-23-160-2105-A		1600	21(0.8)	5	≥ 2.8	
● PRM-IN-23-160-2305-A		1600	23(0.6)	5	≥ 2.8	
● PRM-IN-23-160-2505-A		1600	25(0.5)	5	≥ 2.8	
PRM-IN-23-230-2304-A		2300	23(0.6)	4	≥ 2.8	
PRM-IN-23-230-2504-A		2300	25(0.5)	4	≥ 2.8	

● En Çok Tercih Edilen Ölçüler

SKLEROTERAPİ ENJEKSİYON İĞNESİ




Endoskop eşliğinde yüksek frekanslı elektrikle poliplerin ve diğer gereksiz dokuların çıkarılması için kullanılan kateterlerdir.



Kendi çevresinde dönebilme özelliğine sahiptir

POLİPEKTOMİ SNARE


Kesim işlemi kolaydır,kanı durdurmak için mükemmel koagulasyon performansına sahiptir. Dayanıklı paslanmaz medikal çelikten imal edilmiştir.



Köşeli Model



Hilal Model




Oval Model




Model	Loop Width (mm)	Length (mm)	Endoscope Channel (mm)	Loop Shape (mm)	Characteristics
PRM -SD-18-120-20-A1	20	1200	≥ 2.0	Oval	Gastrointestinal endoscopy
PRM -SD-23-160-25-A1	25	1600	≥ 2.8		
● PRM -SD-23-160-30-A1	30	1600	≥ 2.8		
PRM -SD-23-160-35-A1	35	1600	≥ 2.8		
● PRM -SD-23-230-30-A1	30	2300	≥ 2.8		
PRM -SD-23-230-35-A1	35	2300	≥ 2.8		
PRM -SD-23-160-15-B1	15	1600	≥ 2.8	Crescent	Gastrointestinal endoscopy
PRM -SD-23-160-20-B1	20	1600	≥ 2.8	Hexagonal	Gastrointestinal endoscopy
PRM -SD-23-160-25-C1	25	1600	≥ 2.8		
PRM -SD-23-160-30-C1	30	1600	≥ 2.8		

● En Çok Tercih Edilen Ölçüler

BALON DİLATASYON KATETERLERİ



Sindirim ve solunum yolu darlığı için genişletme işlemlerinde kullanılan balon genişleticiler.



Yüksek basınca dayanıklı malzeme den üretilmiştir.güvenli dilatasyon sağlar.Silindirik balon işlem esnasında dokuyu deforme etmez,her kliniğe özel ölçülerde balonlar mevcuttur.

BALON DİLATASYON KATETERLERİ

ERCP için balon dilatörler

Model	Balloon O.D. (mm)	Balloon	Catheter Length (mm)	Working Pressure (atm)	Remak
PRM-BD-06-40-200	6		2000	5	Suitable for Endoscopic channel $\geq$ 2.8mm; Guide wire diameter: 0.035"
PRM-BD-08-40-200	8		2000	5	
PRM-BD-10-40-200	10		2000	5	
PRM-BD-12-40-200	12		2000	5	
PRM-BD-14-40-200	14		2000	5	
PRM-BD-16-40-200	16		2000	5	

PTCS için Balon Dilatörler

Model	Balloon O.D. (mm)	Balloon	Catheter Length (mm)	Working Pressure (atm)	Remak
PRM-BD-06-40-90	6		900	5	Suitable for Endoscopic channel $\geq$ 2.0mm; Guide wire diameter: 0.035"
PRM-BD-08-40-90	8		900	5	
PRM-BD-10-40-90	10		900	5	Endoscopic channel $\geq$ 2.8mm

Özafagus ve Pilor Balon Dilatörler

Model	Balloon O.D. (mm)	Balloon	Catheter Length (mm)	Working Pressure (atm)	Remak
PRM-BD-10-40-180	10		1800	5	Suitable for Endoscopic channel $\geq$ 2.0mm; Guide wire diameter: 0.035"
PRM-BD-12-80-180	12		1800	5	
PRM-BD-14-80-180	14		1800	5	
PRM-BD-16-60-180	16		1800	5	
PRM-BD-18-60-180	18		1800	4	Endoscopic channel $\geq$ 3.2mm; Not suitable for Guide wire.
PRM-BD-18-80-180	18		1800	4	
PRM-BD-20-60-180	20		1800	4	

Akalazya Balon Dilatörler



Model	Balloon O.D. (mm)	Balloon Length (mm)	Catheter Length (mm)	Working Pressure (atm)	Remak
PRM-BD-25-80-90	25	80	900	2	Not suitable for Endoscope use
PRM-BD-30-80-90	30	80	900	2	
PRM-BD-35-80-90	35		900	2	Guide wire with diameter 0.035" can pass through.

Diğer Ölçülü Balonlar

Model	Balloon O.D. (mm)	Balloon Length (mm)	Catheter Length (mm)	Working Pressure (atm)	Remak
PRM-BD-06-30-110/90	6	30	1100/900	5	Suitable for Endoscopic channel $\geq$ 2.0mm; Guide wire diameter: 0.032"
PRM-BD-08-30-110/90	8	30	1100/900	5	
PRM-BD-10-40-110/90	10	40	1100/900	5	Suitable for Endoscopic channel $\geq$ 2.8mm; Guide wire diameter: 0.035"
PRM-BD-12-40-110/90	12	40	1100/900	5	
PRM-BD-14-60-110/90	14	60	1100/900	5	
PRM-BD-16-60-110/90	16	60	1100/900	5	
PRM-BD-18-60-110/90	18	60	1100/900	4	


Taş Çıkarma Basket Kateteri

Safra taşı veya üst ve alt sindirim sistemindeki yabancı cisimleri çıkarma işlemleri için kullanılan basketler.




Taş Çıkarma Basket Kateteri


Yenilikçi tasarımı ile daha kolay itme, çekme ve dönme fonksiyonlarına sahiptir, safradan yabancı cisim kavramak ve çıkarmak için kullanılır. Sıvı ve kontrast madde enjekte etmek için Enjeksiyon kanalı mevcuttur. Zor anatomilerden rahatlıkla taş çıkarabilmesi için gelişmiş alaşımlı malzemeden yapılmıştır. Her talebe göre farklı model ve ölçüler mevcuttur.




Elmas Model



Helikal Model



Sıfır Uçlu




Yarı Helikal


Teknik Özellikler

Model	O.D. (mm)	Lenght(mm)	Basket Width (mm)	Endoscope Channel (mm)	Characteristics
PRM-BAS-18-70-15-S4-A			15	≥ 2.0	Diamond shape
PRM-BAS-18-70-20-S4-A			20	≥ 2.0	
PRM-BAS-23-200-25-S4-A		2000	25	≥ 2.8	
PRM-BAS-23-200-30-S4-A		2000	30	≥ 2.8	
PRM-BAS-23-200-35-S4-A		2000	35	≥ 2.8	
PRM-BAS-18-70-15-N4-B			15	≥ 2.0	Spiral shape
PRM-BAS-18-70-20-N4-B			20	≥ 2.0	
PRM-BAS-18-70-15-N4-C			15	≥ 2.0	Semi-circle shape
PRM-BAS-18-70-20-N4-C			20	≥ 2.0	
PRM-BAS-23-200-20-N4-C		2000	20	≥ 2.8	
PRM-BAS-23-200-25-N4-C		2000	25	≥ 2.8	
PRM-BAS-23-200-30-N4-C		2000	30	≥ 2.8	
PRM-BAS-18-70-15-N4-D			15	≥ 2.0	Tipless shape
PRM-BAS-18-70-20-N4-D			20	≥ 2.0	
PRM-BAS-23-200-20-N4-D		2000	20	≥ 2.8	
PRM-BAS-23-200-25-N4-D		2000	25	≥ 2.8	
PRM-BAS-23-200-30-N4-D		2000	30	≥ 2.8	

Taş Çıkarma Balonu




Safra kanallından taş çıkarma işleminde kullanılan balon kateterlerdir.




Taş Çıkarma Balonu



3 lümenlidir (Kılavuz tel, Enjeksiyon ve hava basınç lümeni),balon yeni tasarımı ile kolay yerleşim ve görüntü sağlar.



Kateterin balon kısmının incelen tasarımı papilaya yerleşimi esnasında kolaylık sağlar. Balonun patlama basıncı direnci oldukça yüksektir .Dilatasyon esnasında daha güvenlidir.





Kateter ve balon radio opak çizgilere sahiptir . Skopi altında net görüntü almanızı sağlar.



Model	Endoscope Channel (mm)	O.D. (mm)	Length (mm)	Balloon Size (mm)
PRM-BAL-23-8.5/11.5/15-B	≥ 3.2	8.5/11.5/15	2000	7.5Fr
PRM -BAL-23-9/12/15-B	≥ 3.2	9/12/15	2000	7.5Fr
PRM-BAL-23-10/13/16-B	≥ 3.2	10/13/16	2000	7.5Fr

Hidrofilik Kılavuz Tel

Endoskopik girişlerde güvenli bir çalışma kanalı oluşturmak için kullanılan kılavuz tellerdir.



Hidrofilik Kılavuz Tel




Dirençli nitinol çekirdeği sayesinde kuvvetli itme kabiliyetine sahiptir. Süper pürüzsüz PTFE kaplı dış yüzeyi sayesinde çalışma kanalından rahatlıkla geçebilir. Sarı ve siyah renkleri X ray ışınları altında kılavuz telin izlenebilirliğini artırır. Hidrofilik yapısı itibarı su ile temas ettiğinde damlama yapmaz kayganlık sağlar. Düz ve açılı uç seçenekleri ile doktora daha fazla seçenek ve kontrol sağlar. Taleplere göre mavi beyaz renklerde ürün temin edilebilir.

Model	O.D. (mm)	Length(mm)	Characteristics
PRM-GW-80-150-C1	0.80 (0.032")		C1: straight hydrophilic tip, 5 cm
PRM-GW-80-260-C1	0.80 (0.032")		
PRM-GW-80-450-C1	0.80 (0.032")		
PRM-GW-88-150-C1	0.88 (0.035")		
PRM-GW-88-260-C1	0.88 (0.035")		
PRM-GW-88-450-C1	0.88 (0.035")		
PRM-GW-63-150-C1	0.63 (0.025")		
PRM-GW-63-260-C1	0.63 (0.025")		
PRM-GW-63-450-C1	0.63 (0.025")		
PRM-GW-63-150-C4	0.63 (0.025")		C4: angled hydrophilic tip, 5 cm
PRM-GW-63-450-C4	0.63 (0.025")		
PRM-GW-80-450-C4	0.80 (0.032")		
PRM-GW-88-150-C4	0.88 (0.035")		
PRM-GW-88-450-C4	0.88 (0.035")		
PRM-GW-63-150-E1	0.63 (0.025")		E1: straight hydrophilic tip, 9 cm
PRM-GW-63-450-E1	0.63 (0.025")		
PRM-GW-80-450-E1	0.80 (0.032")		
PRM-GW-88-150-E1	0.88 (0.035")		
PRM-GW-88-450-E1	0.88 (0.035")		
PRM-GW-63-150-E4	0.63 (0.025")		E4: angled hydrophilic tip, 9 cm
PRM-GW-63-450-E4	0.63 (0.025")		
PRM-GW-80-450-E4	0.80 (0.032")		
PRM-GW-88-150-E4	0.88 (0.035")		
PRM-GW-88-450-E4	0.88 (0.035")		

Sitoloji fırçası

Sindirim ve solunum yollarından fırça ile doku ve numune alma işlemleri için dizayn edilmiştir.




Yenilikçi fırça tasarımı ile yeterli miktarda alınmasını ve fırçaya tutunmasını sağlar numunenin düşme riskini ortadan kaldırır. Düz şekilli ve U-şekilli seçenekleri.

Model	CATHETER O.D	Endoscope Channel (mm)	Working Length (mm)	Brush O.D (mm)	Brush Length (mm)	Characteristics
PRM-CY-BC-18-120-A3	1.8	2.0	1200	3	10	A: Straight Shaped Brush
PRM-CY-BC-23-160-A3	2.3	2.8	1600	3	8	
PRM-CY-BC-23-230-A3	2.3	2.8	2300	3	8	
PRM-CY-BC-18-120-B	1.8	2.0	1200	2	10	B: U Type Shape Brush
PRM-CY-BC-23-160-B	2.3	2.8	1600	3	8	
PRM-CY-BC-23-230-B	2.3	2.8	2300	3	8	

Buji Dilatör Set

Buji materyali özafagus darlıkların dilatasyonu için kullanılmak üzere dizayn edilmiştir. Uç kısmı incelenerek sonlanır. Dokuya zarar vermeyecek yumuşaklıktadır. Buji seti 6 adet dilatatörden oluşmaktadır ve dış çapları 5, 7, 9, 13, 15, mm dir ve toplam uzunlukları 70 cm dir. Set içinde yer alan kılavuz tel bu amaç için özel olarak dizayn edilmiştir, Kılavuz telin ucu spiral çeliktir ve gövdesi bujiye gerekli desteği verecek dirençtedir. Buji seti ezilmeye, kırılmaya ve bükülmeye dayanıklıdır. Dilatörlerin üzerinde boy ve çaplarını belli eden işaretleri mevcuttur. Buji seti özel çantası ile birlikte.



Model	Balloon Size (mm)	Length (mm)	Characteristics
PRM	5,7,9,11,13,15	850	Each set is equipped with 6 balloons, 1 guidewire, 1 reusable cleaning brush and 1 flush syringe.

Biyopsi Forsepsleri (Tek Kullanımlık)

Solunum ve sindirim sisteminden doku ve numune alma işlemlerinde kullanılır.



Biyopsi Forsepsleri (Tek Kullanımlık)

Özel kesici uçları sayesinde kolaylıkla biyopsi alabilir. Yeni handle tasarımı ile kolay ve rahat bir kullanım sağlar. Forseps çapı 1.8 ve 2.3 mm ve 120-160-180-230 cm uzunluk seçenekleri mevcuttur. Ağız genişliği 5, 6, 7 mm. Forsepslerin iğneli -iğnesiz-alligator-alligator iğneli tipleri.

KAPSIZ BİYOPSİ FORSEPSLERİ İĞNELİ VE İĞNESİZ SEÇENEKLER

Model	O.D.	Length (mm)	Endoscope Channel (mm)	Characteristics
PRM-FB-18-120-O-O	1.8		≥2.0	without spike, uncoated
PRM-FB-18-120-W-O	1.8		≥2.0	with spike, uncoated
PRM-FB-18-160-O-O	1.8		≥2.0	without spike, uncoated
PRM-FB-18-160-W-O	1.8		≥2.0	with spike, uncoated
PRM-FB-23-160-O-O	2.3		≥2.8	without spike, uncoated
PRM-FB-23-160-W-O	2.3		≥2.8	with spike, uncoated
PRM-FB-23-180-O-O	2.3		≥2.8	without spike, uncoated
PRM-FB-23-180-W-O	2.3		≥2.8	with spike, uncoated
PRM-FB-23-200-O-O	2.3		≥2.8	without spike, uncoated
PRM-FB-23-200-W-O	2.3		≥2.8	with spike, uncoated
PRM-FB-23-230-O-O	2.3		≥2.8	without spike, uncoated
PRM-FB-23-230-W-O	2.3		≥2.8	with spike, uncoated

KAPLI BİYOPSİ FORSEPSLERİ İĞNELİ VE İĞNESİZ SEÇENEKLER

Model	O.D.		Endoscope Channel (mm)	Characteristics
PRM-FB-18-120-O-P	1.8		≥2.0	without spike, coated
PRM-FB-18-120-W-P	1.8		≥2.0	with spike, coated
PRM-FB-18-160-O-P	1.8		≥2.0	without spike, coated
PRM-FB-18-160-W-P	1.8		≥2.0	with spike, coated
PRM-FB-23-160-O-P	2.3		≥2.8	without spike, coated
PRM-FB-23-160-W-P	2.3		≥2.8	with spike, coated
PRM-FB-23-180-O-P	2.3		≥2.8	without spike, coated
PRM-FB-23-180-W-P	2.3		≥2.8	with spike, coated
PRM-FB-23-200-O-P	2.3		≥2.8	without spike, coated
PRM-FB-23-200-W-P	2.3		≥2.8	with spike, coated
PRM-FB-23-230-O-P	2.3		≥2.8	without spike, coated
PRM-FB-23-230-W-P	2.3		≥2.8	with spike, coated

Biyopsi Forsepsleri Tek Kullanımlık (Timsah Dişli)




Biyopsi Forsepsleri Tek Kullanımlık (Timsah Dişli)

Model		Length (mm)	Endoscope Channel	Characteristics
PRM-FB-18-120-O-O-A1	1.8	1050	≥2.0	without spike, uncoated, with alligator teeth
PRM-FB-18-120-O-P-A1	1.8	1050	≥2.0	without spike, coated, with alligator teeth
PRM-FB-18-160-O-O-A1	1.8	1600	≥2.0	without spike, uncoated, with alligator teeth
PRM-FB-18-160-O-P-A1	1.8	1600	≥2.0	without spike, coated, with alligator teeth
PRM-FB-23-160-O-O-A1	2.3	1600	≥2.8	without spike, uncoated, with alligator teeth
PRM-FB-23-160-O-P-A1	2.3	1600	≥2.8	without spike, coated, with alligator teeth
PRM-FB-23-160-W-O-A1	2.3	1600	≥2.8	with spike, coated, with alligator teeth
PRM-FB-23-180-O-O-A1	2.3	1800	≥2.8	without spike, uncoated, with alligator teeth
PRM-FB-23-180-O-P-A1	2.3	1800	≥2.8	without spike, coated, with alligator teeth
PRM-FB-23-180-W-P-A1	2.3	1800	≥2.8	with spike, coated, with alligator teeth
PRM-FB-23-200-O-O-A1	2.3	2000	≥2.8	without spike, uncoated, with alligator teeth
PRM-FB-23-200-O-P-A1	2.3	2000	≥2.8	without spike, coated, with alligator teeth
PRM-FB-23-200-W-P-A1	2.3	2000	≥2.8	with spike, coated, with alligator teeth
PRM-FB-23-230-O-O-A1	2.3	2300	≥2.8	without spike, uncoated, with alligator teeth
PRM-FB-23-230-O-P-A1	2.3	2300	≥2.8	without spike, coated, with alligator teeth
PRM-FB-23-230-W-P-A1	2.3	2300	≥2.8	with spike, coated, with alligator teeth

Fileli Snare

Sindirim sisteminden yabancı cisim tutma ve çıkarma işlemlerinde kullanılır



Fileli Snare



Fileli snare 1200-2300 mm uzunluğunda ve 2.0 -2.8 mm çapında seçenekleri mevcuttur.
Fileli snare oval şekilli ve bunların (C1-C2-C3-C4-C5) olarak ebatları bulunmaktadır.
Fileli snare çapraz örgülü dayanıklı poliacrilitten imal edilmiştir.

Teknik özellikler




Model	O.D.(mm)		Endoscope Channel(mm)	NET Size (mm)
PRM-FG-18-120-C1		1200	≥2.0	20*50
PRM-FG-18-120-C2		1200	≥2.0	25*55
PRM-FG-18-120-C3		1200	≥2.0	30*60
PRM-FG-18-160-C1		1600	≥2.0	20*50
PRM-FG-18-160-C2		1600	≥2.0	25*55
PRM-FG-18-160-C3		1600	≥2.0	30*60
PRM-FG-25-230-C1		2300	≥2.8	20*50
PRM-FG-25-230-C2		2300	≥2.8	25*55
PRM-FG-25-230-C3		2300	≥2.8	30*60
PRM-FG-25-230-C4			≥2.8	
PRM-FG-25-230-C5			≥2.8	

Kavrama Forsepsleri

Yabancı cisimleri yakalayıp çıkarmak için kullanılır.Kullanımı kolay ve rahat heandle .



Kavrama Forsepsleri



Kavrama Forsepsleri

Model	O.D.	Length (mm)	Endoscope Channel (mm)	Characteristics
PRM-FG-18-70-A4	1.8	70		A4: Pelican Teeth
PRM-FG-23-160-A1	2.3			A1: Alligator Teeth
PRM-FG-23-180-A1	2.3			
PRM-FG-23-230-A1	2.3			
PRM-FG-23-160-A2	2.3			A2: Rat Teeth
PRM-FG-23-180-A2	2.3			
PRM-FG-23-230-A2	2.3			
PRM-FG-23-160-A3	2.3			A3: Rat Teeth with Alligator Teeth Jaws
PRM-FG-23-180-A3	2.3			
PRM-FG-23-230-A3	2.3			
PRM-FG-23-160-A4	2.3			A4: Pelican Teeth
PRM-FG-23-180-A4	2.3			
PRM-FG-23-230-A4	2.3			
PRM-FG-23-160-B1	2.3			B1: 3 Round Prongs
PRM-FG-23-230-B1	2.3			
PRM-FG-23-160-B2	2.3			B2: 4 Round Prongs
PRM-FG-23-230-B2	2.3			
PRM-FG-23-160-B3	2.3			B3: 5 Round Prongs
PRM-FG-23-230-B3	2.3			

Selamet mh.Vardar Cd.No: 5/35 Ecevit Sinem 2 İş Merkezi Osmangazi BURSA - TURKIYE
Tel : +90 224 252 02 01 Fax : +90 224 252 03 01
www.promostmedikal.com info@promostmedikal.com